

2025 PRODUCT CATALOG

2025 製品カタログ



<https://www.stoma-belt.jp/>


本社 〒260-0044
千葉県千葉市中央区松波 1-13-16

TEL&FAX TEL : 043-307-5020 (代)
FAX : 043-307-5028

アクセス JR 千葉駅北口より徒歩 8 分
京成千葉駅より徒歩 12 分
新千葉駅より徒歩 10 分



○本カタログに掲載の写真・イラスト・データ・ロゴマーク等の無断転載、複写を禁じます



2025 製品カタログ
Vol.1

PRODUCT CATALOG

みなさまに寄り添うやさしい製品を

わたしたちは作り続けています



Message

私たちはストーマベルトやパウチカバーなどのストーマケアアクセサリを製造しています。

服飾品問屋としての長年の知識を生かして素材から吟味、徹底的に患者様の声を商品化し、使う方にとってやさしい製品づくりを目指しております。

ストーマを造設された方々などで日々の生活に若干でもご不便を感じていらっしゃる方々の一助になれるような商品を提供していきたいと考えています。

オストメイトの方々にお届けする最終製品までの工程を日本国内で行っていき、顔の見えるものづくりを続けて参ります。

何かお困りの事がございましたら遠慮なくご相談いただければ幸甚に存じます。

代表取締役社長 落合 正行



Company Profile

社名	株式会社 ミムロ
資本金	10,000,000 円
本社	〒260-0044 千葉県千葉市中央区松波 1-13-16
設立	平成2年
代表	落合 正行
主な事業	ストーマベルト販売
取引銀行	三井住友銀行 深川支店 朝日信用金庫 立川支店
URL	https://www.stoma-belt.jp/
TEL&FAX	TEL : 043-307-5020 (代) FAX : 043-307-5028
E-mail	info@mimuro.jp



Product Lineup

ページ

ワンタッチベルト

ミムロオーガニックワンタッチベルト / ロング	3
ミムロオーガニック広幅ワンタッチベルト	3
ミムロオーガニックフック式ワンタッチベルト	4
ミムロオーガニッククリックベルト	4

ベルト

やわらかストーマベルト	6
メッシュストーマベルト	6
腹壁癒痕ベルト	7
シマルベルト	7
ミムロそけいベルト (脱腸帯)	8
まもーるベルト	8
オーガニックヘルニア補助ベルト	16
オーガニックマルチベルト	16

備長炭シリーズ

備長炭メッシュストーマベルト	5
変えるくんストーマベルト	9
備長炭腹帯サポーター	9
備長炭パウチカバー	10

腹帯チューブ

ホールドファイン	11
腹帯チューブ	12
オーガニック腹帯サポーター	12

パウチカバー

ミムロニットパウチカバー	13
オーガニックダブルガーゼパウチカバー	13
オーガニックやわらかパウチカバー	14
ミムロパウチカバー	14
オーガニックパウチカバー	15
汗取りパウチカバーポケット付き	15

入浴用パウチ保護フィルム

ミムロ入浴用パウチ保護フィルムライト	18
ミムロ入浴用パウチ保護フィルム	18

その他

U型フォームとカバー	10
ストレッチ開口テープ	17
開口ステッカー	17

オーダーメイド商品の参考例

19-20

オーダーメイドベルトのご注文方法

21

開口サイズ、ストーマ部位腰回りの測り方・確認事項

22

品番：OG307B

品番：OG307BL

実用新案登録済み
意匠登録済み

ミムロオーガニック ワンタッチベルト / ロング

日本製

- タブの付いているパウチであればどの装具メーカーにも対応できます
- 両側から面ファスナーで簡単にサイズ調整が可能です
- 両側からサイズ調整できるため、左右の張力が均一となります
- フリーサイズで伸縮性があり、固定するため安心感が得られます
- 肌面がオーガニックコットンを使用したタオル地（※パイル織り）のため、やさしい肌あたりです

【商品説明】



解説動画



【使用方法】



※パイル織り

品番	OG307B	OG307BL
ベルト幅	3cm	
ベルト長さ	90cm	125cm
カラー	ベージュ	
品質	綿（オーガニック）・ナイロン ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン	
価格	1,375円(税込)	1,595円(税込)



品番：OG309B

実用新案登録済み
意匠登録済み

ミムロオーガニック フック式ワンタッチベルト

日本製

- フック部分は引っ掛けやすい青のマーキング付きです
- タブの付いているパウチであればどの装具メーカーにも対応できます
- 両側から面ファスナーで簡単にサイズ調整が可能です
- 両側からサイズ調整できるため、左右の張力が均一となります
- フリーサイズで伸縮性があり、固定するため安心感が得られます
- 肌面がオーガニックコットンを使用したタオル地（※パイル織り）のため、やさしい肌あたりです



※パイル織り

品番	OG309B
ベルト幅	3cm
ベルト長さ	90cm
カラー	ベージュ
品質	綿（オーガニック）・ナイロン ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン
価格	1,375円(税込)



品番：OG308B

実用新案登録済み
意匠登録済み

ミムロオーガニック 広幅ワンタッチベルト

日本製

- 定番のミムロワンタッチベルトより幅が1cm幅広のため、より安定感があります
- タブの付いているパウチであればどの装具メーカーにも対応できます
- 両側から面ファスナーで簡単にサイズ調整が可能です
- 両側からサイズ調整できるため、左右の張力が均一となります
- フリーサイズで伸縮性があり、固定するため安心感が得られます
- 肌面がオーガニックコットンを使用したタオル地（※パイル織り）のため、やさしい肌あたりです



※パイル織り

品番	OG308B
ベルト幅	4cm
ベルト長さ	90cm
カラー	ベージュ
品質	綿（オーガニック）・ナイロン ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン
価格	1,705円(税込)



品番：OG320

実用新案登録済み
意匠登録申請済み

ミムロオーガニック クリックベルト

日本製

- 従来のワンタッチベルトクリップに比べ、耐久性が高くなっています
- タブの付いているパウチであればどの装具メーカーにも対応できます
- 両側からマジックで簡単にサイズ調整が可能です
- 両側からサイズ調整できるため、左右の張力が均一となります
- 肌面がオーガニックコットンを使用したタオル地（※パイル織り）のため、やさしい肌あたりです



※パイル織り

品番	OG320
ベルト幅	3cm
ベルト長さ	90cm
カラー	グレー
品質	ベルト：綿（オーガニック）・ナイロン ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン クリップ：ポリアセタール
価格	1,375円(税込)



解説動画




ご注意：未使用の状態では上ぶたの開閉が固くなっていますが、一度開けると開閉がスムーズにできるよう設計されています

品番：B3050

備長炭メッシュストーマベルト 日本製

- 吸水速乾性に優れているため、蒸れを抑えます
- ベルト裏面一部分に備長炭入り生地を使用しており、優しい肌触りです
- 面板表面部は汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます
- 面板は、**ソフト・レギュラー・ハード**と3タイプがあります
(ソフト・ハードは受注生産、**ハードのみ +1,650円**)
- 開口部 6cm、7cm、8cm に加えて、9cm のベルトも常時在庫しております
- 開口部は上下開きの為、パウチ挿入が簡単です
- 開口部の微調整ができるので根元までしっかり押さえます
- 楕円形パウチにも対応できます



品番	B3050	
開口サイズ	6 / 7 / 8cm	9cm
ベルト幅	13cm	16cm
ベルト長さ	S : 85cm M : 100cm L : 115cm	
参考適用サイズ	S : 70 ~ 85cm M : 85 ~ 105cm L : 105cm ~ 120cm	
品質	ポリエステル	レーヨン ポリウレタン その他
価格	9,350円 (税込)	9,900円 (税込)
オーダーメイド (納期約3週間)	別途お見積もりいたします	



ベルト幅 13cm (開口 6 ~ 8cm) ベルト幅 16cm (開口 9cm)



品番：7010B (開口オープンタイプ)

品番：702 品番：702N (開口なし)

やわらかストーマベルト 日本製

- 素材は肌に優しいソフト綿を使用しています
- 二重生地ですっきり押さえ、安心感を与えます
- 面板は、**ソフト・レギュラー・ハード**と3タイプがあります
(ソフト・ハードは受注生産、**ハードのみ +1,650円**)
- <以下は7010B・7010のみ対応>
- 開口部は上下開きの為、パウチ挿入が簡単です
- 開口部の微調整ができるので根元までしっかり押さえます
- 楕円形パウチにも対応できます
- 7010 (白) は在庫がなくなり次第7010B (ベージュ) に替わります
サイズにより7010Bへの切り替え時期が異なりますのでご了承ください



7010B

品番	7010B	702 / 702N
ベルト幅	13cm	
ベルト長さ	S : 80cm M : 90cm L : 105cm	
開口サイズ	5 / 6 / 7 / 8cm	5 / 6 / 7 / 8cm / 開口なし
参考適用サイズ	S : 75 ~ 85cm M : 85 ~ 95cm L : 95 ~ 115cm	
品質	綿 ポリウレタン ナイロン その他	
価格	7010B (ベージュ) 10,780円 (税込)	8,800円 (税込)
	7010 (白) 10,450円 (税込)	

オーダーメイド (納期約3週間) **別途お見積もりいたします**



702

702N (開口なし)

※受注生産になります

品番：3010 (開口オープンタイプ)

品番：302 品番：302N (開口なし)

メッシュストーマベルト 日本製

- 素材に旭化成テクノファイン糸を使用。吸水速乾性に優れているため、蒸れを抑えます
- 面板表面部に合皮使用。汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます
- 薄く、軽く、ソフトに仕上がっています
- 面板は、**ソフト・レギュラー・ハード**と3タイプがあります
(ソフト・ハードは受注生産、**ハードのみ +1,650円**)
- <以下は3010のみ対応>
- 開口部は上下開きの為、パウチ挿入が簡単です
- 開口部の微調整ができるので根元までしっかり押さえます
- 楕円形パウチにも対応できます



3010

品番	3010	302 / 302N
ベルト幅	13cm	
ベルト長さ	S : 85cm M : 100cm L : 115cm	
開口サイズ	5 / 6 / 7 / 8cm	5 / 6 / 7 / 8cm / 開口なし
参考適用サイズ	S : 70 ~ 85cm M : 85 ~ 105cm L : 105 ~ 120cm	
品質	ポリエステル ナイロン ポリウレタン その他	
価格	9,240円 (税込)	7,590円 (税込)

オーダーメイド (納期約3週間) **別途お見積もりいたします**



302

302N (開口なし)

※受注生産になります

品番：902M

品番：902L

腹壁癒痕ベルト

日本製

◎綿素材で肌触りが良く着心地快適

◎吸水速乾性に優れた素材

◎強い弾力により、確実な締め付けが可能

- 二重生地でしっかりと固定でき、安心感を与えます
- サイズ調整が簡単で、ベルト先端が上下に分かれているため腹部をしっかり押さえます
- ベルトの幅も広く、腹部を広く覆えます
- 薄地のため、洋服の上からも目立ちません

品番	902M	902L
参考適応サイズ	M (80 ~ 95 cm)	L (95 ~ 110cm)
ベルト幅	20cm	
ベルト長さ	90cm	105cm
品質	綿 ポリウレタン その他	
価格	8,800円 (税込)	9,350円 (税込)
オーダーメイド (納期約3週間)	別途お見積もりいたします	



品番：903M

品番：903L

シマールベルト

日本製

- 素材は肌に優しいソフト綿を使用しています
- 二重生地でしっかり押さえ、安心感があります
- 開口のまわりには3cm幅のプラスチックが入っており、開口まわりをしっかり押さえます
- プラスチックは円形のため、腸骨・肋骨弓に当たりにくく立ったり座ったりが楽にできます
- 面板部分はソフトで、どこでもマジックが止まります
- マジック部分が2つに分かれているため、上下からヘルニア部をしっかり押さえます
- ストーマとヘルニアの位置が中央であれば左右どちらでも止められます

品番	903M	903L
参考適応サイズ	M (85 ~ 100cm)	L (100 ~ 115cm)
開口サイズ	5 / 6 / 7 / 8cm	
ベルト幅	18cm	
ベルト長さ	95cm	110cm
品質	綿 ポリウレタン その他	
価格	15,950円 (税込)	16,500円 (税込)
オーダーメイド (納期約3週間)	別途お見積もりいたします	



一般医療機器

実用新案登録済み

届出番号：12B2X10012000005

ミムロそけいベルト (脱腸帯)

日本製



- 肌面のベルト素材は綿パイルのため優しい肌あたりになっています
- ベルトはマジック織りのため自由にサイズが調整できます
- ズレ防止ベルト (細い股下のベルト) もヘルニアの位置や体型により自由にサイズ調整が可能です
- ポリエチレン樹脂を基材としたスポンジは柔軟・緩衝・断熱・耐熱性に優れ、肌に優しい作りになっています
- スポンジは吸水しないため手洗いが可能、ハサミでカットしてご自身のサイズに調整することもできます

<ご使用方法>

1. ベルトは組み立てた状態で納品させていただいております。下着をはくように身につけ、ウエストベルトを締めてください
2. 仰向けに寝た状態でヘルニア部を静かに腹部の方へ揉み入れ、ご自身に合ったスポンジの数に調節しパッドを面板の裏側に装着してください (スポンジは3枚まで挿入可能)
3. ウエストベルトを腰回りサイズに合わせ、必要に応じてズレ防止ベルトも調整してください
4. ヘルニアがパッドできちんと押さえられているかご確認ください



品名	ミムロそけいベルト (脱腸帯)
ウエストベルト幅	5cm
ウエストベルト長さ	95cm
ズレ防止ベルト幅	2cm
ズレ防止ベルト長さ	50cm
参考適応サイズ	65cm ~ 120cm
付属品	スポンジ 6枚 8cmX6cm(7mm厚) カバー 2枚
価格	10,780円 (税込)

品番：3012

実用新案登録済み

解説動画



日本製


まもーるベルト

ストーマの保護に最適

ベルトの肌面はやさしい綿素材

- プラスチック面はしなやかに体のラインになじみます
- 裏面のスポンジは緩衝性に優れ衝撃を吸収、吸水性がなくたいへん丈夫な発泡体です
- ベルトの肌に当たる面はやさしい綿パイル織り、表面はどこでもワンタッチで装着可能です
- 面板、スポンジ部はぬるま湯で手洗いしてください
- ベルトはプラスチック面を外し、手洗いまたはネットに入れて洗濯してください
- 激しい運動や強度の負荷がかかる場合はご使用をお控えください

品番	3012
サイズ (面板)	11cm X 17cm ポリエステル
ベルト	5cm X 100cm 綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
スポンジ	厚さ 15mm 幅 20mm 縦 85mm X 横 75mm ポリエチレン
参考適応サイズ	70 ~ 130cm
価格	4,400円 (税込) ※スポンジの厚さを追加できます 10mm：990円 (税込) 15mm：1,100円 (税込)




品番: B303


変えるくんストーマベルト

日本製

- 開口サイズが変更になった場合、開口リングを変えるだけでご使用できます
- 備長炭とインドアフレッシュ加工で、尿・便・汗臭を素早く消臭します
- 天然由来繊維に備長炭をできる限り練りこんでいます
- ソフトでやわらかく、メッシュ素材のため年間を通して快適に過ごせます



開口リング 1枚付き



A面マジック合皮(グレー)

備長炭インドアフレッシュ加工ニットスムーズ生地

開口リング表面

開口リング裏面

装具の接合部分(面板と袋)に合わせて開口リングの大きさが選べます(1枚)

品番	開口サイズ
B303-5	5cm
B303-6	6cm
B303-7	7cm
B303-8	8cm



- 定期的にお洗濯していただきますと、消臭力がよみがえります
- お洗濯の際はネットをご利用ください

リングのみ価格
3,960円(税込)

品番	B303		
ベルト幅 X ベルト長さ	S: 13cm X 85cm	M: 13cm X 100cm	L: 13cm X 115cm
参考適応サイズ	S: 70 ~ 85cm	M: 85 ~ 105cm	L: 105 ~ 120cm
カラー	グレー		
品質	ポリエステル	レーヨン	ポリウレタン
価格	14,300円(開口リング1枚付き、税込)		

インドアフレッシュ加工とは
後加工することにより便臭にも効果があります



抗菌防臭 消臭 洗濯耐久性

品番: B3024

品番: B3028

品番: B3033

備長炭腹帯サポーター

日本製

- 備長炭とインドアフレッシュ加工で尿・便・汗臭を素早く消臭します
- ハサミで切ってもほつれにくい編み方になっています
- 腹帯に切り込みを入れ、ストーマ装具を外側に引き出して上に折り曲げると、装具の安定と保護になります
- レーヨン(天然由来繊維)が多く含まれているため、ソフトで夏は涼しく冬は暖かく、年間を通して快適にご使用いただけます

レーヨンとは

木材パルプまたは綿セルロースから作られた天然由来の素材で、吸湿性が高くさらさらとした肌ざわりが特徴です。



備長炭 + インドアフレッシュ加工

尿臭 便臭 汗臭 イヤな臭いを劇的にカット

品番	B3024	B3028	B3033
サイズ	S	M	L
仕上り幅	23 ~ 25cm	27 ~ 29cm	32 ~ 34cm
長さ	36cm		
参考適応サイズ	60 ~ 80cm	80 ~ 100cm	90 ~ 120cm
品質	綿	レーヨン	ポリウレタン
価格	2,860円(税込)	3,080円(税込)	3,300円(税込)

品番: B509

意匠登録済み

解説動画



YouTube



日本製

備長炭パウチカバー



備長炭 + インドアフレッシュ加工

尿臭 便臭 汗臭

イヤな臭いを劇的にカット

- 備長炭とインドアフレッシュ加工で尿・便・汗臭を素早く消臭します
- 素材は綿とレーヨン(天然由来繊維)のためとても柔らかくさらさらとした肌ざわりです
- カバー下部はストレッチバイアスを使用しているため、大きく開き排泄物を流しやすくなっています

品番	B509
サイズ	幅 17cm X 長さ 31cm
品質	紀州備長炭繊維(綿・レーヨン)
価格	2,860円(税込)

ポイントその1

開口ぐちがゴムになっており、開口が大きくても小さくてもぴったり合います。また手で大きく広げることができるため入れやすく、ゴムの締めつけにより外れにくくなっています




ゴム製の開口

パウチ装着時

ポイントその2

マジックでパウチカバーの長さを調整できます



ストレッチバイアスを使用しているため大きく開きます

品番: 1410

品番: 1415

品番: 1400K

U型フォームとカバー

日本製



<ご使用方法>

パウチの上に乗せてご使用ください

- ポリエチレン系ですので、肌に優しい素材です
- 強力腹帯等の締め付けにより、排泄物が流れにくい場合にご使用ください。排泄物がスムーズに流れます
- 厚み 10mm と 15mm がございます

品番	1410	1415
サイズ	縦 150mm X 横 140mm	
厚み	10mm	15mm
幅	3cm	
カラー	白	
品質	ポリエチレン	
価格	2,200円(税込) (2枚入り)	2,420円(税込) (2枚入り)



<ご使用方法>

カバーをたぐり寄せ、スポンジに被せてください

- 消臭、抗菌加工処理をしているクラビオン繊維を使用しております
- カバーをお付けいただきますと、清潔にご使用いただけます

品番	1400K
長さ	35cm
幅	4cm
カラー	アイボリーまたはベージュ (色はお選びいただけません)
品質	綿 クラビオン(レーヨン) ポリウレタン
価格	1,980円(税込) (2枚入り)



品番：3024 品番：3028

品番：3031

腹帯チューブ

日本製

- 腹帯に切り込みを入れ、パウチを外側に引き出して上に折り曲げると、装具の安定と保護に役立ちます
- ハサミで切ってもほつれにくい編み方になっています
- クラビオン繊維使用で、消臭・抗菌効果があります
- 保温、吸汗にもご利用いただけます

クラビオンとは

キチン・キトサンは甲殻類などに含まれる天然由来成分です。クラビオンは、そのキチン・キトサンを独自製法で再生した繊維です。キチン・キトサンの機能により抗菌防臭、消臭などの効果を発揮します。デリケートなお肌の方にも安心してご利用いただける日本アトピー協会の承認を得ています。



品番	3024	3028	3031
サイズ	S	M	L
仕上り幅	23 ~ 25cm	27 ~ 29cm	30 ~ 32cm
長さ	1m		
参考適応サイズ	60 ~ 80cm	80 ~ 100cm	100 ~ 120cm
カラー	アイボリー・ベージュ		
品質	綿 クラビオン ポリウレタン		
価格	2,640円 (税込)		



品番：4040 シマールファインが新しくなりました！

ホールドファイン - ヘルニア補正腹帯 - 日本製

- 綿、レーヨン（クラビオン）素材のため、肌触りが良く、着け心地が快適です
- 適度な弾力で体型をスッキリカバーします
- 継続的使用でお腹の膨らみの予防に効果的です
- 薄地のため、洋服の上から目立ちません
- チューブ状のため、サイズ合わせが簡単です
- クラビオンは蟹等甲殻類から抽出したキチンキトサンを独自の工法で繊維化した肌に優しい天然系新繊維です
- 抗菌効果もある地球にやさしい素材です

<ご使用方法>

- 弾力があるため、一重で履いて、二重もしくは三重にご使用ください
- 排泄にご心配がある方はU型フォーム（別売り）の併用をおすすめします

品番	4040	
サイズ	M	L
仕上がり幅	29cm ~ 31cm	33cm ~ 35cm
長さ	47cm	
参考適応サイズ	80 ~ 100cm	90 ~ 110cm
カラー	グレー	
品質	綿 レーヨン（クラビオン） ポリウレタン	
価格	5,390円 (税込)	



品番：OG3024

~~品番：OG3028~~

SOLD OUT

品番：OG3031

日本製

オーガニック腹帯サポーター（開口テープ付き）

- オーガニックコットン（無農薬有機栽培綿）の素材を使用し、ピュアオーガニックの風合いを引き出したこだわりの腹帯です
- 薄くやわらかい肌触りのため、年間を通して快適にお使いいただけます
- 生地には枯葉片や綿カスが混じっている場合がありますが、洗濯するたびに、また使用するほどに取れていき、お肌に馴染んでいきます
- 裾を折り曲げて使用することでパウチの安定と保護に役立ちます
- OG3024/OG3031につきましては、在庫が無くなり次第販売終了です

<ご使用方法>

- お使いのパウチのフレンジ（面板と袋の接合部分）の直径に合わせて腹帯を横に切り込みを入れます
- 切れ目から袋部のみを出して装着します
- 裾を折り曲げて使用することでパウチが安定します

品番	OG3024	OG3028	OG3031
サイズ	S	M	L
仕上り幅	23 ~ 25cm	27 ~ 29cm	30 ~ 32cm
長さ	35cm	35cm	35cm
参考適応サイズ	60 ~ 80cm	80 ~ 100cm	100 ~ 120cm
品質	綿（オーガニックコットン） ポリウレタン		
価格	2,090円 (税込)	2,200円 (税込)	2,310円 (税込)



開口テープは約30cm付属しています

<付属の開口テープを使用する場合>
開口部はハサミで切ってもほつれにくい編み方になっておりますが、付属のストレッチ開口テープを貼ることでより丈夫に長くお使いいただけます

品番：520

ミムロニットパウチカバー 日本製

- 開口部にストレッチテープを使用しパウチが入れやすく外れにくくなっています。
- さらっとした肌触りで通気性が良く、軽くて薄い、綿100%のコーマ天竺生地を使用しています。
- カバー下部はストレッチバイアスを使用しているため、大きく開き、まくり上げると排泄物が流しやすくなります



<ご使用方法>

開口ぐちを広げて下から包み込むようにパウチをかぶせ、中のパウチを整えてください

品番	520		
カラー	グレー 520-1	グレージュ 520-2	ネイビー 520-3
サイズ	幅 17.5cm X 長さ 27cm		
品質	綿		
価格	1,210円 (税込)		

品番：507 意匠登録済み

オーガニックダブルガーゼパウチカバー 日本製

- 入口が大きく開き、簡単に装着できます
- 肌に優しいオーガニックコットン生地を使用し、ソフトな肌触りです
- ダブルガーゼのため吸水性と通気性に優れ、洗うほどに柔らかくなるのが特長です



<ご使用方法>

マジックテープを開け、パウチの下から通し、カバーを掛けます

品番	507		
カラー	水玉グレー 507-1	水玉ピンク 507-2	水玉ベージュ 507-3
サイズ	幅 17cm X 長さ 27cm		
品質	綿		
価格	1,540円 (税込)		

品番：517 意匠登録済み

オーガニックやわらかパウチカバー 日本製

- 無漂白・無染色の国産オーガニックコットンで、お肌の弱い新生児にも使われている素材です
- 特に皮膚障害の方にお勧めしたいパウチカバーです
- 開口が手で大きく広げられます
- 開口はゴムが入っているのでパウチが入れやすく、外れにくい構造です
- カバー下部はストレッチバイアスを使用しているため、大きく開き、排泄物を流しやすくなっています
- マジックでカバーの長さ調整ができます

品番	517-1	517-3
カラー	アイボリー	ベージュ
サイズ	幅 17cm X 長さ 31cm	
品質	綿 (ニット織)	
価格	2,200円 (税込)	



品番：508 意匠登録済み

ミムロパウチカバー 日本製

- 入口が大きく開き、簡単に装着できます
- 肌に優しい綿100%生地を使用し、ソフトな肌触りです



<ご使用方法>

マジックテープを開け、パウチの下から通し、カバーをパウチ上部に掛けてください

品番	508		
カラー	紺小花 508-1	ピンク&赤小花 508-3	タータンチェック 508-6
サイズ	幅 17cm X 長さ 27cm		
品質	綿		
価格	1,155円 (税込)		

品番：506 意匠登録済み

オーガニックパウチカバー 日本製

ORGANIC COTTON

オーガニックコットン（無農薬有機栽培綿）100%の素材を使用し、製品化に当たっても一切の化学薬品を排除し、天然の良さを引き出したこだわりの商品です。
洗濯は手洗いがお勧めです。生地には枯葉片や綿カスが混じっている場合がありますが、洗濯するたびに、また使用するほどに取れていき、肌に馴染んでいきます。
心地よいピュアオーガニックの風合いをお楽しみください。

- 入口が大きく開き、簡単に装着できます
- 肌に優しいオーガニックコットン生地を使用し、ソフトな肌触りです

品番	506		
カラー	チェック紺	無地アイボリー	チェックピンク
	506-3	506-4	506-5
サイズ	幅 17cm X 長さ 27cm		
品質	綿		
価格	1,210円 (税込)		



<ご使用方法>
マジックテープを開け、パウチの下から通し、カバーを掛けます




品番：503 実用新案登録 第3160225

汗取り パウチカバーポケット付き 日本製



- ユニチカ ルミエース素材を使用しており、常に肌面はドライで快適お肌に心地よい爽やかさをお届けします
- ポケット付きなので、パウチをしっかりキャッチし、安心感があります
- ステッカー部分をご希望のサイズにカットしてご使用ください
なお、開口部はステッカー仕様になっているためほつれません
万が一ステッカーが剥がれた場合は、アイロン（中温・スチーム）で20秒ほど押し当ててください
- 繰り返しの洗濯にも耐えられる丈夫な作りです



<ご使用方法>
1. ステッカーの中心部を二つ折りにしてハサミを入れ、適応サイズにカットしてください
2. 開口ぐちよりパウチを表に出し、ポケットに入れてください

ルミエースとは
吸汗速乾性があり、肌に不快なべつつきを解消する素材です。

品番	503
サイズ	幅16cm×長さ23cm (ポケット高さ8.5cm)
カラー	グレー
品質	ポリエステル (ユニチカ ルミエース)
価格	1,100円 (税込)

品番：OG602 実用新案登録済み

オーガニックヘルニア補助ベルト 日本製

- 肌面がオーガニックコットンを使用したタオル地のため、やさしい肌あたりです
- ベルトの表面はオールマジックゴムになっておりますので、サイズ調整が簡単でどの部分にも止めることができます

品番	OG602		OG603	
サイズ	M	L	M	L
ベルト幅	8cm		10cm	
ベルト長さ	90cm	100cm	90cm	100cm
参考適応サイズ	60 ~ 90cm	70 ~ 120cm	60 ~ 90cm	70 ~ 120cm
品質	綿 (オーガニック)・ナイロン・ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン			
価格	3,190円 (税込)		3,410円 (税込)	



品番：OG3011 実用新案登録済み

オーガニックマルチベルト 日本製

- 全てのパウチに利用可能です
- クリップを使用していないため、肌にフィットし、違和感がありません
- 開口部が上下開きのため、パウチの挿入が簡単です
- 開口サイズの微調整ができるため、パウチの根元までしっかり押さえます
- 肌面がオーガニックコットンを使用したタオル地のため、優しい肌あたりです

品番	OG3011
ベルト幅	3cm
ベルト長さ	90cm
開口サイズ	4.8cm / 6.2cm / 7.5cm / 8.3cm
参考適応サイズ	60 ~ 120cm
カラー	ベージュ
品質	綿 (オーガニック)・ナイロン・ポリエステル・レーヨン・ポリウレタン・その他
価格	3,740円 (税込)
オーダーメイド	別途見積もりいたします (納期約3週間)



品番：500

ストレッチ開口テープ

日本製

- お手持ちの下着にご自分に合ったサイズや場所にテープを貼ることで、オーダーショーツが作れます
お好みで表、裏どちらにも接着が可能です
- テープを貼って切った部分はほつれることはありません
- ストレッチテープなので、伸縮性があり、薄くてソフトなため、お肌に違和感を感じません

<ご使用方法>

1. 開口テープを必要な長さ（切り込みを入れる長さ +6 cm）にカットして、軽く水で湿らせます
2. アイロンの温度は中温にセットし、テープの光沢のある面を生地にあてて、全体的に、20～30秒圧力をかけてください
（アイロンをあてるのは光沢のない面です）
3. 接着後はしっかり冷えるまでお待ちください
4. テープが冷えたら、両端を3cmずつ残して切り込みを入れてください

品番	500
サイズ	2.5cm
品質	ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
長さ	3m
カラー	ホワイト
価格	1,540円（税込）



開口テープのみの販売です（ショーツは付きません）



接着の付きが悪い場合や洗濯により剥がれた時は再度アイロンを当ててください

品番：503S

開口ステッカー

日本製

- お手持ちの下着、腹帯等にステッカーをアイロン接着することで簡単に開口部が作れます
- 繰り返しの洗濯に耐えられるよう、丈夫な作りになっております

<ご使用方法>

1. ステッカーを軽く水で湿らせます
2. 硬めのアイロン台で接着する製品の上のせ、ステッカーの表面に高温（160度～180度）のドライにセットし、20～30秒強めに押し当てながら移動してください
3. 冷やした後、二つ折りにして、点線に沿ってハサミでカットしてください。開口部が丸く出来上がります
4. 万が一はがれましたら、再度アイロンを当ててください

品番	503S
サイズ	直径 11cm×11cm
品質	表面（ナイロン ポリウレタン） 裏面（ポリアミド系樹脂）
カラー	ホワイト
価格	3枚組：1,650円（税込）



開口ステッカーのみの販売です（ショーツは付きません）



接着の付きが悪い場合や洗濯により剥がれた時は再度アイロンを当ててください

品番：400

ミムロ入浴用パウチ保護フィルムライト

日本製



クリップ付き

●お得な 20枚入り！半透明タイプ

パウチの上からそのまま簡単に貼ることができます。サイズは使いやすいタテ 20cm x ヨコ 20cm、厚みは 60 ミクロン。たっぷり使えて、1枚 140円！

品番	400
仕様	半透明タイプ
サイズ	20cm x 20cm 60 ミクロン
商品容量	20枚入り（不織布5枚・クリップ1ヶ入り）
価格	3,300円（税込）

品番：410

ミムロ入浴用パウチ保護フィルム

日本製



クリップ付き

●透けない厚さ 80 ミクロン

パウチを目立たなくするために、透けないシートを使用。周りを気にせず安心してご使用できます。サイズも大きいタテ 22cm x ヨコ 20cm、厚みは 80 ミクロン。厚みがあるので簡単に貼付できます。

品番	410
仕様	透けないタイプ
サイズ	22cm x 20cm 80 ミクロン
商品容量	10枚入り（クリップ1ヶ入り）
価格	2,750円（税込）



<ご使用上の注意>

- ご使用の際はなるべくしわが寄らないように貼ってください
貼り方によっては浸水してしまう場合がございます
- パウチの中の空気が膨らむ場合がございますが、そのまま入浴ください。無理に上から押さえると浸水してしまう恐れがあります
- 本品は使い捨て製品となっておりますので、再使用はしないでください
- パウチを使用せずに、本製品単体での入浴時のご使用はおやめください
- パウチの状態によっては、剥がしたときにパウチの破損等が起こる恐れがあります
- 本品は給付金の対象にはならない場合があります
- 本品の使用により、発疹・発赤・かゆみなどの皮膚症状が現れた場合にはただちに使用を中止し、医師の相談を受けてください
- 直射日光や高温多湿の場所は避け、涼しいところで保管してください

<おすすめの使い方>

ご使用前にノンアルコール除菌ウェットティッシュ等で脂分や汗を拭いていただくと、より密着力が高まります



<ご使用上の注意>

- ご使用の際はなるべくしわが寄らないように貼ってください
貼り方によっては浸水してしまう場合がございます
- パウチの中の空気が膨らむ場合がございますが、そのまま入浴ください。無理に上から押さえると浸水してしまう恐れがあります
- 本品は使い捨て製品となっておりますので、再使用はしないでください
- パウチを使用せずに、本製品単体での入浴時のご使用はおやめください
- パウチの状態によっては、剥がしたときにパウチの破損等が起こる恐れがあります
- 本品は給付金の対象にはならない場合があります
- 本品の使用により、発疹・発赤・かゆみなどの皮膚症状が現れた場合にはただちに使用を中止し、医師の相談を受けてください
- 直射日光や高温多湿の場所は避け、涼しいところで保管してください

<おすすめの使い方>

ご使用前にノンアルコール除菌ウェットティッシュ等で脂分や汗を拭いていただくと、より密着力が高まります

■ オーダーメイド商品の参考例



少ない力でベルトの着脱をしたい方用



少ない力でベルトの着脱をしたい方用



ダブルストーマの方用 (腹帯)



ベルトと腹部を密着させたい方用



ベルトのずれが気になる方用



ベルトのずれが気になる方用



ダブルストーマの方用 (ベルト)



ダブルストーマの方用 (ベルト)



ダブルストーマの方用 (ベルト)



ストーマが脱出した方用



ヘルニアを強く押さえない方用



パウチカバーを固定したい方用



ダブルストーマの方用 (ベルト)



ダブルストーマの方用 (ベルト)



ダブルストーマの方用 (ベルト)



面板の角が気になる方用



開口を上にならしたい方用



ヘルニアを下から支えたい方用



ストーマ位置が下部の方用



左股関節を回避したい方用



ストーマ位置が下部の方用



ベルトが丸まって細くなる方用



右腹部にヘルニアがある方用



腰痛の方用



胴回りのくびれの大きい方用



ベルトと腹部を密着させたい方用

※ この他にも多数実績がございます。お気軽にお問合せください。

■ オーダーメイドベルトのご注文方法

お客様に合わせたベルトを承っております。ご注文は直接ご来社とオンライン（メール等）の2通りがございます。お客様が直接弊社に來社していただくと、よりご希望に添ったベルトをお作りできます。

直接弊社にご来社の場合のお申し込み方法



フリーダイヤル：
0800-888-0366

左記フリーダイヤルにご連絡ください。ご来社に関するご予約日時を決めさせていただきます。



FAX：
043-307-5028

ご連絡先をご記入の上、FAXにてお送りください。弊社より折り返しご連絡させていただきます。その際にご来社に関するご予約日時を決めさせていただきます。



ホームページから：
<https://www.stoma-belt.jp/orderform/index.html>



上記WEBサイト内の専用フォームにお申し込み内容をご記入ください。弊社より折り返しご連絡させていただきます。その際にご来社に関するご予約日時を決めさせていただきます。

【お申し込み後の流れ】

ヒヤリング

ご予約日に普段ご使用いただいているパウチ（新品）を1枚ご持参の上、ご来社ください。その場で採寸、サンプルベルトのフィッティング、ヒヤリングを行います。

製作

内容をご確認、注文票にご署名をいただき本製作に入ります。納期は約3週間いただいております。【注意事項】お客様からいただいた内容に基づいて製作しておりますため、注文票にご署名後のキャンセルはお受け致しかねます。

ご納品

- **直接ご購入の場合**
弊社よりご本人様に商品と納品書をお送りします。
（代引き・コンビニ後払い…払込用紙は商品到着後10日前後に投函されます）
- **販売店様経由の場合**
販売店様よりお届けされます。

オンライン（メール等）の場合のお申し込み方法



ホームページから：
<https://www.stoma-belt.jp/orderform/index.html>



上記WEBサイト内の専用フォームにお申し込み内容をご記入ください。弊社より採寸ご協力者様へヒヤリングシートを送付致します。基本メールでのやりとりとなります。必要に応じて電話やビデオ通話にてヒヤリングを行います。※ご提供いただいた写真をベルト製作以外の目的で使用することは一切ございません。

【お申し込み後の流れ】

ヒヤリング

採寸ご協力者様にヒヤリングシートを送付します。必要事項をご記入いただき、腹部画像と一緒にご返送ください。弊社よりベルトのお見積りと必要に応じて図案を送付します。

製作

内容をご確認、注文票にご署名をいただき本製作に入ります。納期は約3週間いただいております。【注意事項】お客様からいただいた内容に基づいて製作しておりますため、注文票にご署名後のキャンセルはお受け致しかねます。

ご納品

- **直接ご購入の場合**
弊社よりご本人様に商品と納品書をお送りします。
（代引き・コンビニ後払い…払込用紙は商品到着後10日前後に投函されます）
- **販売店様経由の場合**
販売店様よりお届けされます。

■ 開口サイズの測り方（穴の大きさ）

開口ぐち（面板と袋の接着部分）が楕円形の方は、上下と左右をお測りください

※パウチによって面板とパウチの接着部分の直径が異なります。下図の要領でお測りください。

■ ワンピース（単品系）



■ ツーピース（二品系）




【開口サイズの選び方】

- 面板と袋の接着部分にピッタリのサイズを選んでください
- 開口ぐちが大き過ぎますと面板と袋の接着部分の間まで押さえることができない場合もございます
- 使用開始時、袋の部分に少ししわがよる程度が適正サイズです
- ツーピース（二品系）の場合は、面板とストーマ袋を組み合わせ後、お測りください

■ ストーマ部位の腰回りの測り方（ベルトの長さ）

仰臥位（仰向けになって）でお測りください



■ 確認事項

- 禁忌・禁止** ストーマを2つ以上造設されている方は排泄を阻害するおそれがあるため、ご使用にならないでください。（オーダーメイドを除く既製品）
- 警告** 本来の使用目的以外の用途では使用しないでください。装着部位に浮腫や傷、皮膚障害などがある場合は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。皮膚などに異常が現れた場合は直ちに使用を中止し医師の指導を受けてください。装着するときには仰向けになりストーマ周囲の隆起が就寝時と同じ状態になった事を確認してからお使いください。ストーマ周囲が隆起した状態で装着すると排泄障害を引き起こす可能性があります。
- 注意** 安全にお使いいただくために、装着する時は皮膚の状態を確認してからお使いください。使用手順に従いしっかりと装着を行ってください。その際は締めすぎに注意してください。装着して圧迫感が強く感じられるようになった時には一旦取り外し、回復を待ってから装着し直してください。就寝時などストーマ周囲が隆起していないときは使用しないでください。製品が劣化し異常が出てきた場合、またはサイズが合わなくなってきた場合は直ちに使用を中止し適切な商品をお買い求めください。

【商品に関するご注意】

- なるべく手洗いをお勧めしておりますが、洗濯機を使用する場合は必ずネットに入れ弱水流・弱脱水にてご使用ください。
- 乾燥機の使用はお避け下さい。
- 漂白剤をご使用される場合は、必ず酸素系をご使用ください。
- 本カタログに記載されております製品ならびに仕様は予告なしに変更する場合がございます。ご了承ください。
- 製品により開口及び長さ等に若干のサイズの誤差が生じる場合がございます。ご了承ください。

【返品・交換について】

商品違いなど弊社の不備による場合

商品到着後7日以内にご連絡いただき、着払いにて弊社までお送りください。代替品をお送りさせていただきます。

お客様のご都合による返品・交換

未開封、未使用の場合に限らせていただきます。商品到着後7日以内にご連絡ください。送料・手数料はお客様負担とさせていただきます。

返品・交換をお断りさせていただいている商品

- ・商品、化粧箱やパッケージが廃棄・破損・汚損している場合
 - ・事前のご連絡が無い場合
 - ・特注オーダー品
- 製品の性質上ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。