

まもーるベルト



衝撃からストーマを保護
装具も固定
ベルトの肌面は
優しい綿素材

通勤などの混雑時

シートベルトを締めるとき

スポーツのとき

着物を着るとき

災害時



- プラスチック面はしなやかに体のラインになじみます。
- 裏面のスポンジは緩衝性に優れており衝撃を吸収し、また吸水性がなくたいへん丈夫な発泡体です。
- ベルトの肌に当たる面は優しい綿パイル織、表面はどこにでもワンタッチで装着可能です。
- 面板、スポンジ部はぬるま湯で手洗いしてください。
- ベルトは面板から外し、手洗いまたはネットに入れて洗濯してください。

仕様 品番	サイズ（面板）	ベルト	スポンジ	腰回り適応サイズ	価格
3012	11cm×17cm ポリエステル	5cm×100cm 綿・ポリエステル ナイロン ポリウレタン	厚さ15mm 幅20mm 縦85mm×横75mm ポリエチレン	フリー (70cm～130cm)	4,400円 (税込)
※スポンジの高さは追加できます。 +10mm 990円（税込） +15mm 1,100円（税込）					

製造元  株式会社 **ミムロ**

〒260-0044 千葉県千葉市中央区松波1-13-16
TEL 043-307-5020 FAX 043-307-5028
<https://www.stoma-belt.jp/> E-mail: info@mimuro.jp

販売代理店